

# Agitadores Orbitales

Plataforma 30x30 y 50x50 cm | 10 – 100 rpm

PERSONALIZACIÓN Y  
ADAPCIÓN



Los Agitadores Orbitales de Aceq Laboratorios son equipos diseñados para garantizar una agitación uniforme y controlada, esenciales en procesos científicos que requieren precisión y estabilidad. Con un diseño robusto y opciones de ajuste personalizables, son ideales para aplicaciones en investigación, biotecnología y análisis químico.

## DATOS TÉCNICOS

Modelo	AGO-5402	AGO-5404
Clase de equipo	Agitador Shaker o Mazzini	
Tipo de movimiento	Orbital	
Rango de rotación	10 – 100 rpm	
Precisión	±2 Rpm	
Amplitud de rotación	360°	
Diámetro de rotación	1 cm	2 cm
Tipo de control	Micro-procesado	
Temporizador	Digital Programable 99 Hr – 59 Min	
Tamaño plataforma	30*30 cm	50*50 cm
Carga máxima	15 Kg	25 Kg
Dimensiones (a*f*h) cm	50*50*39	50*50*39
Peso	7 kg	10 kg
Consumo	1 Amp	1 Amp
Requisito eléctrico	110 VAC 50/60 Hz – 1 fase con polo a tierra	

