



PERSONALIZACIÓN Y ADAPCIÓN

Los Agitadores Rotativos de Aceq Laboratorios son equipos diseñados para garantizar una agitación homogénea y eficiente en una amplia variedad de aplicaciones. Ideales para laboratorios de investigación, análisis y producción, estos equipos ofrecen un rendimiento confiable y una operación versátil adaptada a las necesidades de cada usuario.



Agitadores Rotativos

Para frascos | De Plataforma | Rpm 10 a 100 rpm

DATOS TÉCNICOS

Modelo	AGR-5202	AGR-5204	AGR-5208	AGR-5212
Tipo de agitación	Mecánica			
Tipo de movimiento	Rotativo			
Rango de rotación	10 – 70 rpm			
Precisión	±2 Rpm			
Amplitud de rotación	360°			
Posición de rotación	Horizontal			
Tipo de control	Microprocesado			
Temporizador	Digital Programable 99 Hr – 59 Min			
Capacidad	2 pruebas (frascos 500 ml)	4 pruebas (Frascos 500 ml)	8 pruebas (Frascos 500 ml)	12 pruebas (Frascos 500 ml)
Material de construcción	Soporte giratorio en acero inoxidable			
Dimensiones (a*f*h) cm	25*50*50	25*50*50	45*50*50	65*50*50
Peso	8 kg	15 kg	20 kg	24 kg
Consumo	2 Amp			
Requisito eléctrico	110 VAC 50/60 Hz – 1 fase con polo a tierra			