



## PERSONALIZACIÓN Y ADAPCIÓN

# Baños De María | Termostatados

Capacidad de 6, 9, 13, 20, 28 y 45 Lts | Amb. +5°C a 100°C

Los Baños de María de Aceq Laboratorios, **fabricados completamente en acero inoxidable**, son ideales para aplicaciones que requieren un control térmico uniforme y preciso. Diseñados para durar, estos equipos son esenciales en laboratorios químicos, biológicos y de análisis clínico.



## DATOS TÉCNICOS

Modelo	BM-6001	BM-6002	BM-6003	BM-6004	BM-6005	
Capacidad Litros de Agua	6 Lt	9 Lt	13 Lt	20 Lt	28 Lt	
Temperatura	Tipo de calefactor	Tubular				
	Elemento calefactores	600 W	800 W	1000 W	1200 W	1400 W
	Alcance	Amb. +5° a 100°C				
	Precisión	± 0,1°C a 37°C				
	Uniformidad	± 1,0°C a 37°C				
Control	Tipo	Control Digital PID				
	Sensor	PT-100 Ω				
Dispositivo de seguridad	de Temperatura	Alarma audible por exceso de Temperatura / Detección de error del sensor				
	Eléctrico	Protección contra sobrecarga o corto circuito				
Dimensiones a*f*h (cm)	Interior	30*15*15	30*24*15	30*24*20	50*30*15	50*30*20
	Exterior	35*20*39,5	35*31*39,5	35*29*31	57*36*39	57*39*40
Material	Aislamiento	Manta Cerámica Refractaria				
	Externo	Acero Cold Rolled recubierto con pintura electrostática				
Consumo de Corriente	5.4 Amp	7 Amp	9 Amp	11 Amp	13 Amp	
Requisito eléctrico	110 VAC 50/60 Hz - 1 fase con polo a tierra					