



PERSONALIZACIÓN Y ADAPCIÓN

DUCHAS DE SEGURIDAD

Ducha Mixta Con Fuente Lavajos

Las **Duchas de Seguridad con Fuente Lavajos** de Aceq Laboratorios son equipos **esenciales para proteger a los usuarios** en caso de accidentes con productos químicos o materiales peligrosos. Diseñadas para cumplir con los estándares de seguridad, garantizan una respuesta rápida y eficiente en situaciones de emergencia. Fabricadas en **acero inoxidable** resistente a la corrosión y de fácil mantenimiento.



Ducha mixta



Ducha torrencial



DATOS TÉCNICOS

Modelo	2202200000059	2202200000066	
Tipo de producto	Ducha torrencial con fuente lavajos		
Material de Construcción	Tazón de lavajos	Acero inoxidable T 304	
	Cabezal de Ducha		
	Tubería	Acero inoxidable	Acero galvanizado
	Rociadores lavajos	Plástico ABS	
Diámetro de conexión y desagüe	1" NPT	1 ¼" NPT	
Alturas de conexión	Alimentación	100 cm ± 3 cm	
	Desagüe	17 cm ± 3 cm	
Base	Tipo de anclaje	Soporte en Aluminio reforzado con 3 orificios de sujeción para chazo de ¼"	
		Montaje en piso	
Difusores	Con aireador interno de membrana reguladora de flujo y con filtro de partículas		
Sistema de accionamiento	Fuente lavajos	Válvula en bronce cromado con manija tipo Push	
	Ducha torrencial	Válvula en bronce cromado con varilla inoxidable de accionamiento tipo Pull (Jalar)	

Modelo	DUCPR042	DUCPR044	
Tipo de producto	Ducha torrencial		
Diámetro de la ducha	27 cm		
Diámetro de conexión entrada	1" NPT	1 ¼" NPT	
Material de construcción	Válvula	Bronce cromado	
	Manija	Manija aluminio de color amarillo	
	Cuerpo y ducha	Acero inoxidable 304	
	Varilla de accionamiento		
Difusores	PVC		