

Desecadores | Tipo Gabinete

Acero Inoxidable | Termohigrómetro Digital | Vertical Y Horizontal

PERSONALIZACIÓN Y
ADAPACIÓN



Los **Desecadores Tipo Gabinete en Acero Inoxidable** de Aceq Laboratorios son la solución ideal para almacenar y proteger muestras sensibles a la humedad. Fabricados completamente en acero inoxidable, combinan durabilidad, diseño higiénico y eficiencia en el control de humedad, asegurando un entorno seco y controlado.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	DH-1018	DV-1019	DV-1020	
Posición de cabina	Horizontal	Vertical		
Condiciones de trabajo	Temperatura	Soporta temperatura hasta 300°C		
	Presión atmosférica	Normal (NO apta para vacío)		
Indicador de humedad	Termo higrómetro	Digital		
Humedad relativa mínima	Humedad relativa \leq 25%			
Dimensiones a*f*h (cm)	Internas	38*30*28	38*30*53	42*56*58
	Externas	46*36*39	46*36*64	50*62*69
Material de construcción	Interno/Externo	Acero Inoxidable		
	Selle puerta	Vidrio de seguridad con marco metálico - Caucho siliconado		
Soportes	Bandeja para material desecante	Si		
	Tipo	Bandeja metálica con perforaciones		
	N° de bandejas incluidas	2	3	
	Altura ajustable	35 mm mínimo entre bandejas		
	N° máximo de bandejas	5	10	12

