

FUENTE LAVAOJOS | Pedestal y Pared

Acero Inoxidable de 1" con o sin pedal

PERSONALIZACIÓN Y ADAPCIÓN



Las **Mesas Antivibratorias** de Aceq Laboratorios son ideales para minimizar las vibraciones y garantizar la precisión en equipos sensibles como balanzas analíticas y microscopios. Disponibles en **diferentes tamaños y modelos para sobreponer o con estructura en acero inoxidable o CR con recubrimiento epóxico**, estas mesas ofrecen estabilidad y durabilidad en entornos exigentes.

DATOS TÉCNICOS

| Modelo | 2202200000028 | 2202200000011 |
|--------------------------|---|---|
| Tipo de producto | Fuente lavaojos | |
| Material de Construcción | Tazón de lavaojos | Acero inoxidable T 304 |
| | Tubería y Desagüe | Acero inoxidable 1" NPT |
| | Rociadores lavaojos | Plástico ABS |
| Conexión de alimentación | 1/2" NPT | |
| Alturas de conexión | Alimentación | 92 cm ± 3 cm |
| | Desagüe | 17 cm ± 3 cm |
| Base | Tipo de anclaje | Soporte en Aluminio reforzado con 3 orificios de sujeción para chazo de ¼" (No incluidos) |
| | | Montaje en piso Tipo Pared |
| Difusores | Con aireador interno de membrana reguladora de flujo y con filtro de partículas | |
| Sistema de accionamiento | Fuente lavaojos | Válvula en bronce cromado con manija tipo Push |



Pedestal



De pared