

HORNOS DE SECADO | Convección Natural

Capacidad de 36, 53, 75, 110, 150, 300, 400 Lts | Amb. +5°C a 220°C

PERSONALIZACIÓN Y ADAPACIÓN



Los **Desecadores en Acrílico Color Ámbar** de Aceq Laboratorios están diseñados para proteger muestras **sensibles a la humedad y la luz**. Su construcción en acrílico ámbar asegura un almacenamiento seguro, bloqueando los efectos nocivos de la luz ultravioleta y manteniendo un ambiente controlado para tus muestras.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	HRN-1036	HRN-1053	HRN-1075	HRN-1110	HRN-1150	HRN-1300	HRN-1400	
Capacidad	36 Lts	53 Lts	75 Lts	110 Lts	150 Lts	300 Lts	400 Lts	
Temperatura	Rango	Ambiente +5°C ~ 220°C						
	Precisión	±0.5°C a 105°C						
	Uniformidad	±4.0°C a 105°C						
	Tiempo a 105°C	25 minutos	30 minutos	30 minutos	35 minutos	35 minutos	40 minutos	45 minutos
Elementos calefactores	700 W	900 W	1000 W	1200 W	1300 W	1500 W	2800 W	
Temporizador	99 Hrs - 59 Min - 59 Seg.							
Control	Tipo	Digital con sistema de precisión PID						
	Sensor	Pt 100 Ω						
Dispositivo de Seguridad	Temperatura	Alarma audible por exceso de temperatura / Detección de error del sensor / Limitador de temperatura						
	Eléctrico	Protección contra sobrecarga o corto circuito						
Dimensiones a*f*h (cm)	Internas	36*28*36	40*33*40	40*40*47	45*45*55	45*45*75	60*50*100	60*50*134
	Externas	52*50*48	55*43*52	55*68*61	61*69*65	59*62*88	81*82*90	65*82*152
Soportes	Tipo	Parrilla en alambre (2 und)						
	Altura ajustable	50 mm mínimo entre bandejas						
	N° máximo de bandejas	6	8	11	9		11	20
Consumo de corriente	10 Amp.	11 Amp	12 Amp.	14 Amp.		18 Amp.	15 Amp.	
Alimentación	110 VAC 60Hz, 1 fase, conector con polo a tierra					220 VAC 50/60 Hz		
Peso Neto Aprox.	41Kg	47 Kg	50Kg	59Kg	69 Kg	85 Kg	106 Kg	

