

PLANCHAS CON AGITACIÓN | Sencilla Y Múltiple

Digital | Plato 18x18 cm | 50°C a 350°C | 100 – 1800 rpm

PERSONALIZACIÓN Y
ADAPACIÓN



Las **Planchas con Agitación Digitales** de Aceq Laboratorios combinan precisión y versatilidad para satisfacer las necesidades de laboratorios modernos. Con **controles individuales de agitación y calentamiento**, están disponibles en configuraciones de **1 a 8 puestos** y cuentan con una **superficie de calentamiento en aluminio** para garantizar uniformidad térmica.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	PAG-9201	PAG-9225	PAG-9202	PAG-9203	PAG-9204	PAG-9206	PAG-9208
N° de puestos	Un(1) puesto	Un(1) puesto	Dos (2) puestos	Tres (3) puestos	Cuatro (4) Puestos	Seis (6) Puestos	Ocho (8) Puestos
Tamaño del plato (cm)	18*18	25*25	18*18				
Agitador magnético	Capacidad de agitación	10 Lts agua					
	Rango de velocidad	100 – 1800 rpm					
	Tipo de control	Microprocesado					
Temperatura	Rango	50 °C – 350 °C					
	Precisión	0.5 °C a 250 °C					
	Uniformidad	±1 °C a 250°C					
Control	Tipo	Digital PID					
	Sensor	Tipo K					
Dispositivo de Seguridad	Temperatura	Alarma audible por exceso de temperatura / Detección de error del sensor					
	Eléctrico	Protección por sobrecarga o corto circuito					
Potencia	600W	800W	600W*2	600W*3	600W*4	600W*6	600W*8
Material de construcción	Plato	Aluminio					
	Base	Acero CR recubierta con pintura epoxitada					
Dimensiones a*f*h (cm)	20*21*17	26*26*17	40*21*17	60*21*17	40*22*17	60*22*17	80*22*17
Consumo de corriente	4.5 Amp	7.5 Amp	4.5 * 2 Amp	4.5 * 3 Amp	4.5 * 4 Amp	4.5 * 6 Amp	4.5 * 8 Amp
Peso Aproximado	4 Kg	6 Kg	10 Kg	13 Kg	15 Kg	20 Kg	38 Kg
Requerimiento eléctrico	110 VAC 50/60 Hz – 1 fase con polo a tierra					220 VAC 50/60 Hz	

