



## PERSONALIZACIÓN Y ADAPCIÓN

# PLANCHAS CON AGITACIÓN | Sencilla Y Múltiple

Análoga | Plato 18x18 cm | 100°C a 350°C | 100 – 1500 rpm

Las **Planchas con Agitación de Control Analógico** de Aceq Laboratorios combinan calentamiento uniforme y agitación controlada, ofreciendo una solución práctica para aplicaciones esenciales de laboratorio. Equipadas con **controles individuales de agitación y calentamiento**, garantizan versatilidad y facilidad de uso.



## DATOS TÉCNICOS

Modelo	PAG-9011	PAG-9012	PAG-9014	PAG-9016
N° de puestos	Un(1) puesto	Dos (2) puestos	Cuatro (4) Puestos	Seis (6) Puestos
Tamaño del plato (cm)	18*18			
Agitador magnético	Capacidad de agitación	10 Lts agua		
	Rango de velocidad	100 – 1800 rpm		
	Tipo de control	Microprocesado		
Temperatura	Rango	100°C – 350°C		
	Precisión	Diferencia ±10% a 350°C		
	Uniformidad	±2 °C a 350°C		
Control	Tipo	Análogo de estado solido		
Dispositivo de Seguridad	Eléctrico	Protección por sobrecarga o corto circuito		
Potencia	600W	600W*2	600W*4	600W*6
Material de construcción	Plato	Aluminio		
	Base	Acero CR recubierta con pintura epoxicada		
Dimensiones a*f*h (cm)	20*20*21	40*20*21	40*22*21	60*22*21
Consumo de corriente	4.5 Amp	4.5 * 2 Amp	4.5 * 4 Amp	4.5 * 6 Amp
Peso Aproximado	7 Kg	10 Kg	15 Kg	20 Kg
Requerimiento eléctrico	110 VAC 50/60 Hz – 1 fase con polo a tierra			