



## PERSONALIZACIÓN Y ADAPACIÓN

# PLANCHAS DE CALENTAMIENTO | Un Puesto

Análoga | Plato de 18x18, 25x25, 35x35 y 30x50 cm | 100°C a 350°C

Las **Planchas de Calentamiento de Un Puesto** de Aceq Laboratorios, con **control analógico y placa de calentamiento en aluminio**, son ideales para aplicaciones generales de laboratorio. Disponibles en diferentes tamaños, ofrecen un rendimiento confiable y uniforme para diversas necesidades de calentamiento.



## DATOS TÉCNICOS

Modelo	PLA-6001	PLA-6002	PLA-6003	PLA-6015
N° puestos	Un (1) puesto			
Tamaño del plato (cm)	18*18	25*25	35*35	30*50
Temperatura	Rango	100°C - 350°C sobre la placa		
	Precisión	Diferencia ±10% a 350°C		
	Uniformidad	±2 a 350°C		
Tipo de control	Análogo - De estado solido			
Dispositivo de Seguridad	Eléctrico	Protección por sobrecarga o corto circuito		
Potencia	600 W	800 W	1000 W	1400 W
Material de construcción	Plato	Aluminio		
	Base	Acero CR, recubierto con pintura electrostática		
Dimensión a*f*h (cm)	20*21*21	26*26*21	32*52*21	61*61*17
Consumo de corriente	5,5 Amp	7,2 Amp	9 Amp	12 Amp
Peso aprox.	4 Kg	7Kg	10 Kg	15 Kg
Alimentación	110 VAC 50/60 Hz - 1 fase con polo a tierra			