



BAÑOS DE MARÍA I Baños De Agua

Capacidad de 6, 9, 13, 20 y 28 Lts | Amb. +5 °C a 90 °C

Baño de agua de propósito general. Todos nuestros modelos son digitales. Es ideal en aplicaciones de calentamiento en bioquímica y laboratorios clínicos, entre otros.

- Tanque en acero inoxidable
- Calentamiento por convección natural
- Fácil manejo e intuitivo
- Control digital de temperatura tipo PID
- Alarma audible por exceso de temperatura
- Detección de error del sensor
- Fácil mantenimiento y limpieza



Modelo		BM-6001	BM-6002	BM-6003	BM-6004	BM-6005
Capacidad Litros de Agua		6 Lt	9 Lt	13 Lt	20 Lt	28 Lt
Temperatura	Tipo de calefactor	Cinta Calefactora Ni Cr 80/20				
	Elemento calefactores	600 W	800 W	1000 W	1200 W	1400 W
	Alcance	Amb. +5° a 90°C				
	Precisión	± 0,1 °C a 37 °C				
	Uniformidad	± 1,0 °C a 37 °C				
Control	Tipo	Control Digital PID				
	Sensor	PT-100 Ω				
Dispositivo de seguridad	Temperatura	Alarma audible por exceso de Temperatura / Detección de error del sensor				
	Eléctrico	Protección contra sobrecarga o corto circuito				
Dimensiones a*f*h (cm)	Interior	30*15*15	30*24*15	30*24*20	50*30*15	50*30*20
	Exterior	35*20*39,5	35*31*39,5	35*29*31	57*36*39	57*39*40
Material	Aislamiento	Manta Cerámica Refractaria				
	Externo	Acero Cold Rolled recubierto con pintura electrostática				
Consumo de Corriente		5.4 Amp	7 Amp	9 Amp	11 Amp	13 Amp
Requisito eléctrico		110 VAC 50/60 Hz - 1 fase con polo a tierra				

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso

Cada unidad incluye:

- Unidad de calentamiento baño (BM-60XX)
- Cable de poder de alimentación
- Manual de operación


Información Y Ventas
311 542 0236

Los Accesorios disponibles no se incluyen con el equipo


Accesorios

Gradillas En Acero Inox, Plásticas, Acrílicas | Tapas

Las gradillas son de gran utilidad en laboratorios. De tal manera que permita organizar, clasificar y proteger los tubos.

Gradillas acrílicas

Modelo	GR-3002	GR-3004	GR-3006	GR-3008	GR-3010	GR-3012	GR-3014
Capacidad	50 tubos				100 tubos		
Disposición de orificios	5 * 10				10*10		
Diámetro Ø orificio	15 mm	18 mm	22 mm	15 mm	18 mm	15 mm	18 mm
Material de fabricación	Acrílico						
Apta para tubos	13 mm	16 mm	20 mm	13 mm	16 mm	13 mm	16 mm



Gradillas en acero inoxidable

Modelo	GR-3018	GR-3021	GR-3020	GR-3022	GR-3025	GR-3029
Capacidad	12 tubos	40 tubos	20 tubos	6 tubos	12 tubos	40 tubos
Disposición de orificios	4 * 3	5 * 8	5 * 4	2 * 3	2 * 6	8 * 5
Diámetro Ø orificio	15 mm		27 mm	18 mm		
Material de fabricación	Acero Inoxidable					
Apta para tubos	13 mm		25 mm	13 y 16 mm		16 mm



Tapa para baño de maría

Modelo	BM-0106	BM-02030913	BM-04052028
Dimensiones	30*15	30*24	50*30
Material	Acero Inoxidable		

