



HORNOS DE SECADO | Hornos De Convección Forzada

Capacidad de 36, 75, 110, 300, 400 Lts | Amb. +5°C a 220°C

Ideal para aplicaciones de secado, pre-calentamiento, curado y envejecimiento.



- Cámara interna en acero inoxidable
- Circulación de aire optimizada gracias al potente motor centrifugo
- Estructura externa en acero CR recubierta en pintura epoxica
- Temporizador digital 99 hr 59 min
- Limitador de temperatura excesiva ajustable por el usuario
- Alarma audible por exceso de temperatura
- Estantes cromados (2) con ajuste posiciones diferentes
- También disponibles con ventana frontal

Modelo		HRF-1006	HRF-1007	HRF-1008	HRF-1009	HRF-1010
Capacidad		36 Lts	75 Lts	110 Lts	300 Lts	400 Lts
Temperatura	Rango	Ambiente +5 °C ~ 220 °C				
	Precisión	±0.5 °C a 120°C				
	Uniformidad	±2.0 °C a 120°C				
	Tiempo a 120°C	25 minutos	30 minutos	35 minutos	40 minutos	45 minutos
Elementos calefactores		1100 W	1300 W	1500 W	2000 W	2700 W
Temporizador		99 Hrs - 59 Min - 59 Seg.				
Control	Tipo	Digital PID				
	Sensor	Pt 100 Ω				
Dispositivo de Seguridad	Temperatura	Alarma audible por exceso de temperatura / Detección de error del sensor / Limitador de temperatura				
	Eléctrico	Protección contra sobrecarga o corto circuito				
Dimensiones a*f*h (cm)	Internas	36*28*36	40*40*47	45*45*55	65*58*80	55*55*134
	Externas	52*50*57	55*68*73	61*69*78	81*82*103	85*82*175
Soportes	Tipo	Parrilla en alambre (2 und)				
	Altura ajustable	50 mm mínimo entre bandejas				
	Nº máximo de bandejas	7	10	11	28	30
Consumo de corriente		10 Amp.	12 Amp.	14 Amp.	18 Amp.	12.5 Amp.
Alimentación		110 VAC 60Hz, 1 fase, conector con polo a tierra				220 VAC 50/60 Hz,
Peso Neto Aprox.		42Kg	65Kg	75Kg	90 Kg	170 Kg

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso

Cada unidad incluye:

- Unidad de calentamiento horno (HRF-10XX)
- Cable de poder de alimentación
- Parrillas (2 und)
- Manual de operación



Información Y Ventas

311 542 0236

Los Accesorios disponibles no se incluyen con el equipo

ESTANTES | Accesorios


Para Hornos De Secado | Parrillas | Bandejas

Ideales para aprovechar la máxima capacidad de cada horno.



Parrillas cromadas

Modelo	HP-036	HP-075	HP-0110	HP-0300	HP-0400
Dimensiones	35.5*27.8	39.5*39.5	44.5*44.5	64.5*57.5	54.5*55.5
Material	Alambre cromado				
Compatible con horno	36 Lts	75 Lts	110 Lts	300 Lts	400 Lts



Bandeja en acero inox

Modelo	HB-036	HB-075	HB-0110	HB-0300	HB-0400
Dimensiones	35.5*27.8	39.5*39.5	44.5*44.5	64.5*57.5	54.5*55.5
Material	Acero Inoxidable				
Compatible con horno	36 Lts	75 Lts	110 Lts	300 Lts	400 Lts

¿No se ajustan a sus requerimientos?

Ofrecemos soluciones hechas a medida del cliente según sus necesidades y especificaciones.

Consúltenos y le asesoramos.



Información Y Ventas

311 542 0236