



HORNOS DE SECADO | Hornos De Vacío

Capacidad de 14, 36, 75 y 110 Lts | Amb. +5°C a 220°C

Ideal para aplicaciones de secado, pre-calentamiento, curado, pruebas de vacío y envejecimiento.

- Cámara ensamblada en acero inoxidable
- Rango de trabajo +5°C sobre ambiente hasta 220°C
- Controlador con rampas y tiempo real
- Temporizador digital 99 hr 59 min
- Nivel de vacío de 0 – 30" pulg/Hg. (Pulgadas de mercurio)
- Puerta de vista completa con de vidrio de seguridad
- 2 bandejas apilables y extraíbles en acero inoxidable, resistentes a la corrosión
- Válvulas para vacío y gas inerte.



Modelo		HRV-1014	HRV-1015	HRV-1016	HRV-1017
Capacidad		12 Lts	36 Lts	75 Lts	110 Lts
Temperatura	Rango	Ambiente +5 °C ~ 220 °C			
	Precisión	±0.5 °C a 120°C			
	Uniformidad	±2.0 °C a 120°C			
	Tiempo a 120°C	55 minutos	75 minutos	95 minutos	115 minutos
Elementos calefactores		1280 W	1500 W	1700 W	1800 W
Temporizador		99 Hrs - 59 Min - 59 Seg.			
Opciones de vacío	Rango	0 – 30" Hg/Pulg.			
	Puertos	Vacío y ventilación			
Control	Tipo	Digital PID			
	Sensor	Pt 100 Ω			
Dispositivo de Seguridad	Temperatura	Alarma audible por exceso de temperatura / Detección de error del sensor / Limitador de temperatura			
	Eléctrico	Protección contra sobrecarga o corto circuito			
Dimensiones	Internas	30*20*20	34*38,5*38	40*40*47	45*45*55
α*f*h (cm)	Externas	43*30*48	49,5*46*69	55*50*73	61*55*78
Soportes	Tipo	Estante en acero inoxidable			
	Altura estantes	8,5 cm	10 cm	13 cm	15 cm
Consumo de corriente		12 Amp.	13 Amp.	15 Amp.	16 Amp.
Alimentación		110 VAC 60Hz, 1 fase, conector con polo a tierra			
Peso Neto Aprox.		32 Kg	53 Kg	68 Kg	90 Kg

Cada unidad incluye:

- Unidad de calentamiento horno (HRV-10XX)
- Cable de poder de alimentación
- Estantes en acero inoxidable (2 und)
- Manual de operación

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso

Los Accesorios disponibles no se incluyen con el equipo

ESTANTES | Accesorios

Para Hornos De Secado | Parrillas | Bandejas

Estante bajo para horno de vacío



Modelo	HE-036	HE-075	HE-0110	HE-0300
Dimensiones (cm)	29*19*2.5	33*27*2.5	35*38*2.5	58*52*2.5
Material	Acero Inoxidable			
Compatible con horno de	12 Lts	36 Lts	75 Lts	110 Lts

Estante alto para horno de vacío



Modelo	HE-036	HE-075	HE-0110	HE-0300
Dimensiones (cm)	29*19*8.5	33*27*11.5	35*38*11.5	58*52*11.5
Material	Acero Inoxidable			
Compatible con horno de	12 Lts	36 Lts	75 Lts	110 Lts

¿No se ajustan a sus requerimientos?

Ofrecemos soluciones hechas a medida del cliente según sus necesidades y especificaciones.

Consúltenos y le asesoramos.



Información Y Ventas

311 542 0236