

# Agitadores Recíprocos

Plataforma 30x30 y 50x50 cm | 20 – 280 rpm

PERSONALIZACIÓN Y  
ADAPCIÓN



Los **Agitadores Recíprocos** de Aceq Laboratorios son ideales para mezclas uniformes y reproducibles en procesos de agitación de líquidos y suspensiones.. Con un diseño robusto y funcional, estos equipos proporcionan un movimiento lineal (recíproco) que garantiza la homogeneidad de las muestras, siendo ideales para **laboratorios químicos, biológicos y farmacéuticos.**

## DATOS TÉCNICOS

Modelo	ARC-5301	ARC-5302	ARC-5303	ARC-5304
Tipo de movimiento	Reciproco			
Rango de rotación	20 - 280 osc/min			
Precisión	±2 Rpm			
Longitud Oscilación	20 mm		35 mm	
Capacidad máxima (kg)	5 kg	15 kg	25 kg	35 kg
Tipo de control	Microprocesado			
Temporizador	Digital Programable 99 Hr - 59 Min			
Dimensiones plataforma (a*f*h)	20*30 cm	30*40 cm	40*50 cm	50*60 cm
Dimensiones totales (a*f*h) cm	60*50*50	60*50*51	60*50*52	60*50*53
Material de construcción	Plataforma en acero inoxidable			
Peso neto	25 Kg	35 Kg	45 Kg	60 kg
Requisito eléctrico	110 VAC 50/60 Hz - 1 fase con polo a tierra			



Modelo de doble plataforma