



PERSONALIZACIÓN Y ADAPCIÓN

Baños De María | Termostatados

Capacidad de 6, 9, 13, 20, 28 y 45 Lts | Amb. +5°C a 100°C

Los **Baños de María** de Aceq Laboratorios, fabricados completamente en **acero inoxidable**, son ideales para aplicaciones que requieren un control térmico uniforme y preciso. Diseñados para durar, estos equipos son esenciales en laboratorios químicos, biológicos y de análisis clínico.



DATOS TÉCNICOS

Modelo	BM-6001	BM-6002	BM-6003	BM-6004	BM-6005	BM-6006	
Capacidad Litros de Agua	6 Lt	9 Lt	13 Lt	20 Lt	28 Lt	45 Lt	
Temperatura	Tipo de calefactor	Tubular					
	Elemento calefactores	600 W	800 W	1000 W	1200 W	1400 W	2000 W
	Alcance	Amb. +5° a 100°C					
	Precisión	± 0,1°C a 37°C					
	Uniformidad	± 1,0°C a 37°C					
Control	Tipo	Control Digital PID					
	Sensor	PT-100 Ω					
Dispositivo de seguridad	de Temperatura	Alarma audible por exceso de Temperatura / Detección de error del sensor					
	Eléctrico	Protección contra sobrecarga o corto circuito					
Dimensiones a*f*h (cm)	Interior	30*15*15	30*24*15	30*24*20	50*30*15	50*30*20	50*46*18
	Exterior	35*20*39,5	35*31*39,5	35*29*31	57*36*39	57*39*40	70*56*27
Material	Aislamiento	Manta Cerámica Refractaria					
	Externo	Acero Cold Rolled recubierto con pintura electrostática					
Consumo de Corriente	5.4 Amp	7 Amp	9 Amp	11 Amp	13 Amp	18 AMP	
Requisito eléctrico	110 VAC 50/60 Hz - 1 fase con polo a tierra						