



PERSONALIZACIÓN Y ADAPCIÓN

CARROS MULTI-USOS | Multipropósitos

De 2 y 3 entrepaños | Acero Inoxidable

Los **Carros para Transporte de Material en el Laboratorio** de Aceq Laboratorios son herramientas esenciales para optimizar la organización y el manejo de materiales. Fabricados en **acero inoxidable** y disponibles en **modelos de dos y tres entrepaños**, estos **carros multipropósito** combinan resistencia, funcionalidad y diseño compacto, ideales para laboratorios modernos.



DATOS TÉCNICOS

Modelo	MBL-3200	MBL-3202	MBL-3204	MBL-3206	MBL-3208	MBL-3210	MBL-3212	MBL-3214
N° Entrepaños	Dos (2) entrepaños				Tres (3) Entrepaños			
Tipo de Rueda	Rodachines de seguridad en silicona							
Peso max. soportado	80 Kg				120 Kg			
Dimensiones a*f*h. cm	40*40*85 cm	70*40*85 cm	90*40*85 cm	110*40*85 cm	40*40*85 cm	70*40*85 cm	90*40*85 cm	110*40*85 cm
Material de construcción	Acero inoxidable 304 AISI							

- Altura ajustable de las bandejas de acuerdo a sus requerimientos
- Varillas laterales de soporte de altura ajustable
- Facilidad de añadir mas bandejas en caso de requerirlas
- Fácil limpieza
- Higiénico
- Usos múltiples
- Rodachinas de seguridad siliconadas