



## PERSONALIZACIÓN Y ADAPCIÓN

# GABINETES DE SEGURIDAD

Para Productos Corrosivos | 8 a 60 Gal.

Los **Gabinetes de Almacenamiento de Productos Corrosivos** de Aceq Laboratorios están diseñados para garantizar la seguridad y el **almacenamiento adecuado de sustancias químicas peligrosas**. Fabricados con materiales **resistentes a la corrosión**, ofrecen protección confiable y cumplen con los estándares de seguridad en laboratorios e industrias.

Disponibles en **varios tamaños y configuraciones**, cuentan con características como bandejas ajustables, sistemas de ventilación opcionales y **cerraduras de seguridad**, garantizando un almacenamiento eficiente y seguro para una amplia gama de productos químicos. **Aplican también norma inflamables NFPA 30.**



## DATOS TÉCNICOS

Modelos	GA-1708	GA-1712	GA-1716	GA-1724	GA-1730	GA-1745	GA-1760
Aplicación	Almacenamiento de productos corrosivos						
Capacidad (Galones)	8 Gal	12 Gal	16 Gal	24 Gal	30 Gal	45 Gal	60 Gal
Capacidad de contención de la bandeja inferior	4	5,5	8	11	14	17	18
Dimensiones Externas (cm)	58*45*60	58*50*88	68*45*110	68*45*155	110*60*110	115*60*165	120*60*175
Cierre de puerta	N.º puertas	2					
	Tipo de cierre	Manual de tres puntos y llave					
Tipo de estante	Altura ajustable						
N.º de estantes incluidos	1			2		3	5
Material de Construcción	Acero Inoxidable 430 recubierta con pintura epoxiada						
Seguridad	Norma OSHA para líquidos inflamables - NFPA 30						