




PERSONALIZACIÓN Y ADAPCIÓN

SOPORTE PARA CONO IMHOFF

Material Acrílico | Uno, Dos y Tres Puestos

Los **Soportes de Cono Imhoff** de Aceq Laboratorios están diseñados para ofrecer una solución práctica y eficiente en la realización de análisis de sedimentación en muestras de agua y aguas residuales. Disponibles en configuraciones **para 1, 2 y 3 conos**, están fabricados en **material acrílico resistente**, lo que garantiza durabilidad, ligereza y transparencia para facilitar la visualización del proceso.

Estos soportes son **desarmables y livianos**, permitiendo un transporte y almacenamiento sencillo, ideal para laboratorios que requieren flexibilidad en el uso de sus equipos. Además, su diseño compacto y funcional asegura una posición estable de los conos, optimizando la precisión en los ensayos y facilitando el manejo del sistema.



DATOS TÉCNICOS

Modelo	SP-4001	SP-4002	SP-4003
Capacidad de conos	Un cono	Dos conos	Tres conos
Material de construcción	Acrílico transparente		
Dimensiones l*a*h (cm)	15x15x30	30x15x30	45x15x30