



PERSONALIZACIÓN Y ADAPCIÓN

GABINETE DE SEGURIDAD

Para Productos Inflamables | Idóneo para tambores de 55 gal..

El **Gabinete de Almacenamiento para Dos Tambores de 55 Gal.** de Aceq Laboratorios está diseñado para garantizar la **seguridad y el almacenamiento adecuado de tambores que contienen sustancias químicas inflamables**. Fabricado con materiales de alta resistencia, este gabinete cuenta con una estructura robusta que minimiza riesgos de derrames y protege el entorno de trabajo.



DATOS TÉCNICOS

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| Modelos | GAT-1502 | |
| Aplicación | Almacenamiento de productos inflamables o combustibles | |
| Capacidad (Galones) | 2 tambores de 55 galones | |
| Capacidad de contención de la bandeja inferior | 4 | |
| Dimensiones Externas (cm) | 150*86*165cm | |
| Cierre de puerta | N.º puertas | 2 |
| | Tipo de cierre | Manual de tres puntos y llave |
| Tipo de estante | Altura ajustable | |
| N.º de estantes incluidos | 1 | |
| Soporte tipo rodillos | 2 | |
| Material de Construcción | Acero Cr recubierta con pintura epoxizada | |
| Seguridad | Norma OSHA para líquidos inflamables - NFPA 30 | |