

FAMILIA DE PRODUCTO

SOPORTE PARA CONO IMHOFF

Referencias SI-1901 · SI-1902 · SI-1903

Los soportes para cono Imhoff de Aceq Laboratorios están diseñados para sostener conos Imhoff durante ensayos de sedimentación en muestras de agua y aguas residuales. Se fabrican en acrílico transparente y están disponibles en configuraciones para uno, dos y tres conos, de acuerdo con la capacidad requerida para cada ensayo.



Imagen representativa de familia

Características destacadas

**Configuraciones**
1, 2 y 3 conos**Material**
Acrílico transparente**Aplicación**
Ensayos de sedimentación

Aplicaciones

Ensayos de sedimentación · Análisis de muestras de agua · Análisis de aguas residuales

Tabla comparativa

Característica	SI-1901	SI-1902	SI-1903
Denominación	Soporte para 1 cono Imhoff	Soporte para 2 conos Imhoff	Soporte para 3 conos Imhoff
Capacidad	1 cono	2 conos	3 conos
Material	Acrílico transparente	Acrílico transparente	Acrílico transparente
Dimensiones (An x Pr x Al)	15 x 15 x 30 cm	30 x 15 x 30 cm	45 x 15 x 30 cm